

*Automatisierter Barcode-Applikator für Mikrotiterplatten und Petrischalen*

**Porvair Sciences kündigt eGecko<sup>2</sup> an -**

ein automatisiertes Barcode-Applikationssystem, das die ideale Hochdurchsatzlösung für die präzise Anbringung von Barcode-Etiketten auf Tellerregalen und Petrischalen bietet.



**Basierend auf einem robusten und bewährten Etikettendrucker**

und einer Druckmaschine ist der eGecko<sup>2</sup> eine vollständig integrierte Drucker- und Applikationseinheit in einem, die nur eine elektrische Versorgung für den Betrieb benötigt.

**Eine Auswahl an leicht austauschbaren Bedienköpfen**

ermöglicht es Ihnen, Etiketten sowohl auf ebenen als auch auf gekrümmten Oberflächen anzubringen. Programmierbare Z-Achsen-Bewegungssteuerungs-Anwendungsmakros ermöglichen es dem eGecko<sup>2</sup>, sich automatisch zwischen Plattentypen (flach bis tief in den Brunnen) und Petrischalen einzustellen und dann die Etiketten entsprechend zu positionieren und anzubringen.

**Eine leistungsstarke und dennoch sehr intuitive Software**

ermöglicht die Erstellung der Etikettenposition und die Möglichkeit, die eGecko<sup>2</sup>-Automatisierung gleichzeitig auszuführen. Die integrierte Software von Drittanbietern, Bartender, wird verwendet, um Daten direkt auf den Drucker zu übertragen. Alternative Daten können auf Anfrage verwendet werden.

**Mit seinem voll integrierten PC**

ermöglicht Ihnen eGecko<sup>2</sup> die Verbindung zu Ihrem Netzwerk-LIMS-System, um die Live-Datenübertragung und Validierung von Anwendungsetiketten zu ermöglichen. eGecko<sup>2</sup> läuft im optionalen Verifizierungsmodus an Bord und ermöglicht es Ihnen, alle Etiketten zu drucken und zu verifizieren, um sicherzustellen, dass keine unlesbaren Etiketten in Ihren Workflow gelangen.

**Weitere Informationen zum eGecko<sup>2</sup>**

finden Sie unter <https://www.kbiosystems.com/Label-applicators/l11.htm> oder kontaktieren Sie Porvair Sciences unter [hello@porvairsciences.com](mailto:hello@porvairsciences.com) ( EU / RoW) / [info@jgfinneran.com](mailto:info@jgfinneran.com) (USA) oder rufen Sie +44 1978 666222 / +1 856 696 3605 an.



**Porvair Sciences Ltd.**

ist zusammen mit JG Finneran ([jgfinneran.com](http://jgfinneran.com)) und Kbiosystems ([Kbiosystems.com](http://Kbiosystems.com)) ein globaler Hersteller von Verbrauchsmaterialien und Instrumenten für Life-Science- und Analyse-Workflows. Von Mikrotiterplattentechnologien, Glasfläschchen, Assay-Kits bis hin zu automatisierten Laborgeräten ist die Gruppe bestrebt, Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten für eine verbesserte Analyse und erhöhte Produktivität auszustatten, um wissenschaftliche Entdeckungen mit Integrität zu beschleunigen.

-----

**Weltweiter Hauptsitz**

**Porvair Sciences Ltd**

Clywedog Rd South  
Wrexham Industrial Estate  
Wales LL13 9XS  
Großbritannien

Tel.: +44 1978 661144

E-Mail: [hello@porvair-sciences.com](mailto:hello@porvair-sciences.com)

Web-[www.porvair-sciences.com](http://www.porvair-sciences.com)